

Indikationen des Lava™ System

Dank der exzellenten mechanischen und optischen Eigenschaften, kann 3M ESPE Lava Zirkonoxid für eine große Anzahl von Indikationen verwendet werden.



Einzelkronen



Verblockte Kronen



3-gliedrige Brücken¹



4-gliedrige Brücken¹



5-gliedrige Brücken¹




6-gliedrige Brücken¹



Freiendbrücken²




Inlay- und Onlaybrücken²
(ausgenommen Bruxismus-Patienten)



Marylandbrücken³
(ausgenommen Bruxismus-Patienten)



Primärteleskope



Individuelle Zirkonoxid-Abutments

- 1) 3–6 gliedrige Brücken mit bis zu zwei Zwischengliedern im Seitenzahnbereich und mit bis zu vier Zwischengliedern im Frontzahnbereich.
- 2) mit einem Schneidezahn oder Prämolaren als endständigem Brückenglied (Freiendbrücken sind nicht für Bruxismus-Patienten freigegeben).
- 3) Tests haben bewiesen: Lava™ Zirkonoxid zeigt eine ausreichende Festigkeit für diese Indikationen. Generell zeigt diese Indikation jedoch unabhängig vom Hersteller ein höheres Versagensrisiko aufgrund von Dezementierung und ein erhöhtes Risiko für Sekundärkaries. Bitte beachten Sie hier die Empfehlungen der nationalen und regionalen Zahnarztverbände.